

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Tube de borel cylindrique en verre avec couvercle

Référence : SOC-TBO

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tube de Borel cylindrique en verre avec couvercle

* (Ø x H) : 40 x 80mm;

* Condition minimum de vente: 10.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tube-et-prisme-de-borel/4581-tube-de-borel-cylindrique-en-verre-avec-couvercle.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com