

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Cuve pour coloration

Référence : SOC-CRC-SP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Cuve pour coloration;

- Livrée sans portoir inclinable;
- Long. x Larg. x Haut. (mm): 380 x 165 x 80;
- Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ensemble-pour-coloration/4582-cuve-pour-coloration.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com