

**FICHE PRODUIT**

## Chariot de soins pour enfants modèle YC807A

Référence : SOC-TIA-YC807A

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

**Description du Chariot de soins pour enfants modèle YC807A**

- La surface de la table est réalisée avec du marbre artificiel enduit de plastique de haute qualité.
- Chariot en forme de piano et agréable à regarder.
- Possède un tiroir utile pour le rangement.
- Dimensions globales : 500mm x 440mm x 770mm.
- Dimensions d'expédition : 550mm x 490mm x 840mm.
- Poids à l'expédition : 29 kg.

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-instruments/4583-chariot-de-soins-pour-enfants-modele-yc807a.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)