

FICHE PRODUIT



Huile à immersion merck - 100 ml

Référence : MER-FHI100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Huile à immersion MERCK.

- Pour les préparations microscopiques.
- Viscosité: 1000 - 2000 mPas-1 à 20 °C.
- Réfraction: 1,517 - 1,518 à 23 C.

Conditionnement en flacon plastique 100 ml type compte-gouttes.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/huile-a-immersion/4586-huile-a-immersion-merck-100-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com