

FICHE PRODUIT



Gel d'échographie- gel de transmission ultrasonique flacon de 1 litre

Référence : SOC-GEL000001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pourquoi avez-vous besoin du gel ultrasonique?

Le gel de transmission ultrasonique en conditionnement d' un litre est un Gel utilisé pour l'échographie médicale, pour le diagnostique ultrasonique et des thérapies ultrasoniques.

Le gel écho supergel est recommandé pour toutes les interventions au cours desquelles un gel de contact est nécessaire :

- diagnostique ultrasonique
- thérapie ultrasonique
- ECG, EEG, EMG, défibrillation, etc.

Vendu par carton de 8 flacons de 1L

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/4589-gel-ultrason-1litre.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com