


**FICHE PRODUIT**

## Pipelle de CORNIER à usage unique

Référence : SOC-PDCM

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

Pipelle de CORNIER est un dispositif à usage unique pour biopsie de l'endomètre (Dépistage du cancer et des hyperplasies de l'endomètre, étude de l'endomètre: recherche d'une insuffisance lutéale, surveillance d'un traitement hormonal, saignements anormaux, cultures bactériologiques pour l'identification de germes pathogènes).

Composé de 2 parties : une partie souple en polypropylène transparent présentant une ouverture latérale de 2,1 mm de diamètre et 4 graduations repérées à 4,7, 8 et 10 cm, un piston interne en EVA (polyéthylène d'acétate de vinyl) pouvant coulisser par l'intermédiaire d'une tige en résine d'acétal souple.

\* Stérile en sachet unitaire.

\* Dimension Ø externe x Ø interne x Longueur. (mm) : 3,10 x 2,60 x 235.

\* Conditionnement minimum de vente: boîte de 25 sachets unitaires.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/prelevements-cytologiques/459-pipelle-de-cornier-a-usage-unique.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)