

FICHE PRODUIT

Auto-tensiomètre, Modèle Riester Ri- Champion smartPRO+

Référence : RIE-1715

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Tensiomètre au bras Riester RI-Champion SmartPro - Haute précision & qualité professionnelle

Le **Riester RI-Champion SmartPro** est un tensiomètre électronique de bras conçu pour offrir une **mesure précise, confortable et reproductible** de la pression artérielle. Développé par **Riester**, marque allemande reconnue pour ses instruments de diagnostic de haute qualité, il répond aussi bien aux besoins des **professionnels de santé** qu'à ceux des particuliers recherchant une fiabilité clinique.

Grâce à sa **technologie oscillométrique avancée**, il fournit une mesure rapide de la systolique, la diastolique et du pouls. Son **algorithme de détection d'arythmie** augmente la sécurité d'utilisation en alertant l'utilisateur en cas de battements irréguliers.

Son **grand écran LCD rétroéclairé** permet une lecture claire et immédiate des valeurs, et sa **mémoire intégrée** facilite le suivi de la tension dans le temps.

Caractéristiques principales

- Mesure automatique de la tension artérielle (SYS/DIA) + pouls
- Technologie oscillométrique à haute précision

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Détection d'arythmie** pour un suivi cardiovasculaire sécurisé
- **Grand écran LCD rétroéclairé**, très lisible
- **Indicateur OMS** pour interpréter les niveaux de tension
- **Mémoire interne** pour plusieurs mesures
- **Utilisation intuitive : un seul bouton**
- **Manchette confortable**, adaptée à la majorité des bras
- **Arrêt automatique** pour économiser les piles

Avantages du Ri-Champion SmartPro

- Qualité Riester : robustesse, précision, longue durée de vie
- Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers, hôpitaux et domicile
- Lecture immédiate et claire des résultats
- Transport facile grâce à son format compact
- Excellent rapport qualité-prix pour un matériel professionnel

Applications

- Suivi de l'hypertension
- Consultation médicale & infirmière
- Auto-mesure à domicile
- Surveillance cardiovasculaire régulière
- Prise de tension en milieu hospitalier ou en visite à domicile

Caractéristiques techniques (RI-Champion SmartPro)

- **Type** : tensiomètre électronique au bras

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Méthode** : oscillométrie
- **Plage de mesure** : 0 – 300 mmHg
- **Précision** : ± 3 mmHg
- **Plage pouls** : 40–199 bpm
- **Indicateur OMS** : oui
- **Détection d'arythmie** : intégrée
- **Taille de la manchette** : env. 22–32 cm (autres tailles disponibles selon options)
- **Mémoire** : 60 mesures (selon version)
- **Alimentation** : piles AA
- **Affichage** : LCD large et rétroéclairé

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/auto-tensiometres-automatiques/4594-auto-tensiometre-modele-riester-ri-champion.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com