

FICHE PRODUIT

Divan d'examen médical couleur ochre

Référence : SOC-GEU-812672

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Table d'examen médical et de diagnostique. La tête et le siège sont rembourrés de mousse de très haute densité (épaisseur de la mousse environ 6 cm) et ils sont recouverts de tissus plastifié lavable et ignifuge de classe M1.

Caractéristiques

- Tube carré chromé démontable
- Piètement en tube carré 30 x 30 mm laqué epoxy argent chromé, très grande stabilité.
- Sellerie plate confortable sur mousse épaisseur 6 cm.
- Revêtement de classe M1.
- Tête réglable en toutes positions par 2 crémaillères.
- Equipé d'un porte rouleau.
- Livré démonté.
- Dimension (L x l x h) : 1800 x 600 x 820 (mm).
- Poids maxi supporté : 130kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits).

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divan-d-examen-a-tube-carre/4596-table-divan-d-examen-ochre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com