

FICHE PRODUIT



Colorant Kova-Stain en coffret de 3 flacons de 25 ml

Référence : SOC-KOVASTAIN3

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Colorant Kova-Stain en coffret de 3 flacons de 25 ml

- Colorant de Sternheimer - Malbin modifié

Application

- Différenciation des éléments cellulaires trouvés par examen microscopique de sédiment urinaire

Avantages

- Durée de vie de 30 mois à température ambiante

Application:

- Différenciation des éléments cellulaires trouvés par examen microscopique de sédiment urinaire

Descriptif du produit

Aspect: Liquide pourpre

Odeur: Alcoolisée

Emballage: 3x25ml

Température de stockage: +20 à +29°C

2.5.0.0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/kits-de-contrôle-urinaire/4603-coffret-de-3-flacons-de-25-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com