

FICHE PRODUIT



Doppler foetal de poche, Modèle SONOTRAX LITE

Référence : SOC-SL0003

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le Doppler foetal SONOTRAX est fin : (épaisseur 31 mm), de faible consommation, il offre en plus la possibilité d'utiliser les sondes de 4 Mhz, ou 8 Mhz pour les diagnostics vasculaires.

Caractéristiques du Doppler foetal SONOTRAX LITE :

Design ergonomique, compact et léger (H) 138 mm x (L) 85 mm x (E) 31mm, facile à utiliser, la pile de 09 V permet de faire environ 250 examens.

Température de fonctionnement : 5 à 40 °C. Il permet la détection précise du RCF (rythme cardiaque foetal) et le son est parfaitement audible, sondes hautes sensibilité interchangeables, et waterproof.

Accepte les sondes de 2 Mhz, 3 Mhz, 4 Mhz, 8 Mhz;

Haut parleur intégré pour écouter le signal sonore.

Arrêt automatique, indication du niveau de la pile.

En option :

Pile Ni-H rechargeable et chargeur de piles.

Sondes interchangeables, pas d' affichage du RCF (rythme cardiaque foetal), pas d' enregistreur audio intégré, sonde water resistant, pas d'affichage de la détection automatique de la sonde, pas

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

d' affichage de l'état de la batterie, indication de batterie faible.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/doppler-foetal/4621-doppler-foetal-de-poche-modele-sonotrax-lite.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com