

FICHE PRODUIT



Cuve à ultrason Modèle SONICA 4200 M

Référence : SOC-4200M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Cuve à ultrasons de capacité moyenne avec minuterie:

- Cuve à ultrasons de capacité moyenne équipée d'une minuterie de 0 à 15 minutes + position manuelle.
- Idéale pour le lavage des objets de dimensions moyennes, petits moules, nettoyage des tamis, diaphragmes filtrants, endoscopes.
- Ce modèle est idéal pour le lavage simultané de trois grosses cassettes porte-instruments dentaires, avec le panier porte-cassettes spécial en acier inox.

Caractéristique:

Capacité: 14 Litres.

Dimensions Cuve: 330 x 300 x 150 mm.

Puissance moyenne absorbée sans chauffage: 300 W.

Puissance absorbée avec chauffage: 825 W.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Puissance HF: 1200 W P - P.

Fréquence ultrasons: 40 Khz $\pm$ 5%.

Vidange et robinet de série.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ultrasonsm/4626-cuve-a-ultrasons-modele-sonica-4200-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com