

FICHE PRODUIT

Cuve à ultrason Modèle SONICA 3300 EP

Référence : SOC-3300EP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cuve à ultrasons pour le lavage des objets de différentes natures et de dimensions moyenne. C'est la version dont la technologie est la plus avancée. * Nouveau générateur SWEEP SYSTEM. * Nouveau panneau de commandes avec DISPLAY DIGITAL. * Temps de lavage: 0 à 99 minutes. * Possibilité de déterminer le temps de dégazage des liquides TOUCHE DEGAS. * Réglage de la température du liquide de lavage jusqu'à 70°C. * Mémorisation de 9 programmes différents de lavage. * Fonction JET PROGRAM pour un démarrage simple et rapide du cycle de lavage. * Capacité: 9,5 litres. * Dimensions Cuve: 300 x 240 x 150 mm. * Puissance moyenne absorbée sans chauffage: 200 W. * Puissance absorbée avec chauffage: 525 W. * Puissance HF: 800 W P - P. * Fréquence ultrasons: 40 KHz $\pm$ 5%. * Vidange et robinet de série.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ultrasonsm/4627-cuve-a-ultrasons-modele-sonica-3300-ep.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com