

FICHE PRODUIT

Rouge thiazine, Solution concentrée - 500 ml

Référence : RER-3207800500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Rouge thiazine, Solution concentrée, REACTIFS RAL

- A utiliser avec la Solution phéniquée pour rouge thiazine
- Recharge pour Kit FLUO COLOR.
- Coloration fluorescente rapide des mycobactéries (tuberculose, lèpre).

Conditionnement minimum de vente: 500 ml.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/recharge-pour-col-fluorescente/4628-rouge-thiazine-solution-concentree-500-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com