

**FICHE PRODUIT**

## Lame droite à fibres optiques - Modèle MILLER taille 1 bébé

Référence : RIE-8070

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

## Description du produit

**Les laryngoscopes RIESTER à fibres optiques** posent les jalons de l'avenir.

La technologie d'éclairage XL, les fibres optiques de qualité supérieure et le design particulier des lames assurent une vue optimale ainsi qu'une intubation aisée.

### CARACTÉRISTIQUES

- Avec une lampe au xénon XL 3,5 V ou 2,5 V, lumière blanche.
- La lampe intégrée dans le manche et pourvue d'un contact métallique facilite l'autoclavage de la lame.
- Transmission optimale de la lumière, grâce à l'optique sur fibres, avec faisceaux de fibres ultra-épais.
- Avec lames n° 0, 1 et 2, Manche à piles de type AA, non rechargeable XL 2,5 V
- Grande longévité lors de cycles d'autoclavage de 5 minutes à 134 °C
- Lames en acier inoxydable avec surface traitée et finition facile à nettoyer.
- Les formes spéciales des lames offrent une excellente vue sur les cordes vocales et l'épiglotte, tout en facilitant l'insertion de la canule.
- Au choix pour manches rechargeables ou pour manches à piles de type AA ou C, à recharger dans la station ri-charger® ou non rechargeables.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Toutes les lames peuvent être utilisées avec des manches conformes à la norme ISO 7376.
- Choix d'étuis et de trousses prévus pour des compositions individuelles comprenant chacune jusqu'à cinq lames et un manche.
- Le contrôle de l'aptitude à l'autoclavage a été réalisé avec un modèle MELAG VACUKLAV 31.
- Le design plat de la lame droite MILLER à F.O. améliore considérablement la vue et facilite l'intubation.
- Design de lame à traumatique.

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/laryngoscopes-classiques-et-a-fibres-optiques/4630-lame-droite-a-fibres-optiques-bebe-modele-miller-ri-integr.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delaïs                | 48 heures |
| Garantie              | 1         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Photos du produit



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com