

FICHE PRODUIT



Système de Radiographie haute fréquence PLX 160

Référence : SOC-PLX160

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques techniques :

- Puissance électrique: 15 KW
- Fréquence onduleur: 40 kHz
- Tube radiogène: XD 56-5 17 / 130
- * Petit foyer: 0.3 Grand foyer: 0.6
- Capacité Thermique: 212 kJ (300 KHU)
- Vitesse de rotation de l'anode: 3 000 rpm
- Tension du tube: 40~125 kV
- Intensité du courant anodique: 200 mA
- mAs : 1~360 mAs
- Grille mobile : Densité de la grille 103 L / pouce; Rapport de grille: 10:1
 - * Distance Focale : 150 cm fixe; 18"×18" (import)
- Alimentation électrique: 220 V 50 Hz, Capacité: ≥16 kW

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Mode Operatoire: Graphique télé-commandé sur écran tactile à LCD.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-os-poumons/4632-systeme-de-radiographie-haute-frequence-plx160.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com