

FICHE PRODUIT



Couveuse de transport (Incubateur néonatale) modèle DIAMOND

Référence : SOC-DIAMOND-2000

Points forts

- délais : 2 semaines
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques de La Couveuse ou incubateur de transport, modèle DIAMOND

- Alimentation: AC110V~230V à 50HZ/60 HZ.
- Câble d'alimentation: DC12V or DC24V.
- Puissance: 200VA.
- Gamme de contrôle de température de l'air: 25°C~37°C.
- Gamme de contrôle de température du corps: 34°C~37°C.
- Précision de détecteur : +/- 0.3°C.
- Uniformité de température du lit: < 1.5°C (lit en position de niveau).
- Alimentation: 12V/26AH.
- Temps de charge (après décharge complète): 10 heures.
- Durée de vie de la batterie : 200 fois après charge et décharge complètes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement .

- Poids brut : 80 Kg + 53 Kg.
- Dimensions: 1090mm x 655mm x 760mm et 1380mm x 610mm x 400mm.
- Cabine: 1380mm x 610mm x 400mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/4634-couveuse-de-transport.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com