

FICHE PRODUIT

Appareil de photothérapie, Modèle NBB

Référence : SOC-NBB

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Appareil de photothérapie, modèle NBB

Le NBB est un appareil de photothérapie composé d'un berceau avec plateau transparent aux UV, de drap de lit et boucles. L'ensemble est utilisé pour diminuer la concentration de bilirubine dans le corps de bébé.

Grâce à son principe ouvert, il peut répondre au besoin des soins lorsque le bébé reste avec la mère.

Via un écran LCD, l'appareil indique la durée, l'actuel temps de traitement par rayonnement, la température mesurée par la sonde de température.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/4635-appareil-de-phototherapie-modele-nbb.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com