

FICHE PRODUIT



Safranine de hücker - 1000 ml

Référence : RER-3615001000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

N'est plus commercialisé seul

Vendu en KIT sous la ref RER-3615200000

La **Safranine de Hücker** est une Coloration de Gram-Hücker REACTIFS RAL.

Conditionnement minimum de vente: 1000 ml.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/coloration-de-gram-ha-cker/4651-safranine-de-ha-cker-1000-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com