

FICHE PRODUIT

Flacon 250ml rond simple fermeture- Large ouverture

Référence : PLG-F250RS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- * Flacons à large ouverture 250ml, bouchés, simple fermeture;
- * En polyéthylène haute densité;
- * Non gradués;
- * Cape à vis rouge;
- * Dimensions (d x H): 61 x 125;
- * Diam ouverture: 37mm;
- * Conditionnement minimum de vente: 145.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/large-ouverture-50-a-2000-ml/4653-flacon-250ml-rond-simple-fermeture-large-ouverture.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com