

FICHE PRODUIT



Flacons zinsser à scintillation 20ml

Référence : SOC-FSP20Z

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Bruit de fond < 8 C.P.M.
- Pour mesurer de très faibles niveaux de radioactivité;
- Résistance à une pression de 8 atmosphères sans fuite;
- Usage général de laboratoire; * Ø ouverture x hauteur: 27 x 60mm;
- Système de fermeture: cape à pression;
- Condition minimum de vente: carton de 1000 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-zinsser-a-scintillation/4655-flacons-zinsser-a-scintillation-20ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com