

FICHE PRODUIT



Flacons à scintillation 6ml

Référence : SOC-TIP6

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description Flacons à scintillation 6ml

- En polyéthylène haute densité;
- Etanches, Vissants;
- Utilisables pour petits spécimens et biopsies en anatomo-pathologie;
- Diam. ouverture x Hauteur: 14 x 53mm;

Condition minimum de vente: Carton de 2000 flacons.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-zinsser-a-scintillation/4656-flacons-a-scintillation-6ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com