

FICHE PRODUIT

Centrifugeur de paillasse, 6 x 50 ml, EBA21

Référence : HET-EBA21

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le nouveau micro-centrifugeur EBA21 est équipé d'un panneau de commande avec affichage digital dont l'utilisation est particulièrement simple.

Le panneau de commande permet de programmer 3 programmes différents en fonction du temps et de la vitesse de centrifugation. Après avoir effectué la programmation, la touche START démarre le rotor. Les paramètres effectifs (vitesse réelle, décompte du temps et température effective) sont alors visualisés sur l'affichage.

1) **La sécurité du centrifugeur de paillasse** est assurée par un dispositif électromagnétique permettant le verrouillage automatique du couvercle pendant la phase de rotation et par un système anti-balourd. L'appareil ne peut fonctionner avec le couvercle ouvert.

2) **Fonctions IMPULS du centrifugeur de paillasse:** La touche IMPULS permet de faire fonctionner le centrifugeur de paillasse pendant un temps très court. La centrifugation est suivie à la seconde près et contrôlée par une minuterie digitale intégrée. L'appareil ne fonctionne que pendant l'enfoncement de la touche, dès que celle-ci est relâchée, le rotor est freiné jusqu'à l'arrêt.

3) **Reconnaissance automatique du rotor** Le dispositif de reconnaissance automatique du rotor permet la sélection automatique de la vitesse maximale ainsi que des courbes d'accélération et de décélération. Ainsi, aucun rotor ne peut être soumis à des contraintes supérieures à ses limites de construction.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Grande gamme de rotors et d'étoiles libres
- étoile libre pour 12 tubes à hémolyse
- étoiles libres: 8 x 10 ml ou 6 x 15 ml
- rotor pour 12 ou 24 micro-tubes, 1,5 / 2,0 ml
- rotor pour Vacutainer®
- rotor pour 24 tubes à microhématocrite

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/466-centrifugeur-de-paillasse-6-x-50-ml-eba21.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com