

FICHE PRODUIT



Pots à prélèvement apyrogènes 7ml

Référence : STE-FP7APY

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pots à prélèvement Apyrogènes 7ml;

- Pots en polystyrène avec bouchon polyéthylène;
- Flacons testés et certifiés apyrogènes (sans endotoxine) avec un niveau inférieur à 0,01 EU/ml/test LAL;
- Stérilisés par irradiation;
- Numéro de lot sur chaque pot;
- Ø ouverture x hauteur: 18 x 50mm;
- Condition minimum de vente: 700.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pots-a-prelevement-apyrogene/4660-pots-a-prelevement-apyrogenes-7ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com