

FICHE PRODUIT

Micropipette finpipette novus thermo 12 canaux: 30-300µl

Référence : THE-NOVUS12V300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Micropipette Finpipette NOVUS THERMO 12 canaux: 30-300µl.

- * 10 fonctions de pipetage pour une flexibilité accrue (pipetage direct, inverse multi-distribution répétitive ou séquentielle, dilution, aspiration séquentielle).
- * 9 vitesses indépendantes distribution/aspiration pré-programmables.
- * Programmation aisée selon vos propres applications (9 programmes).
- * Interface utilisateur graphique avec large affichage digital pour une visualisation immédiate.
- * Commande de pipetage unique à bouton déclencheur de code couleur rose, par pression de l'index, pour une manipulation simple et naturelle.
- * Faible poids pour une meilleure maniabilité.
- * Ejecteur de cône à commande assistée.
- * Repose-doigt (Grip index) ajustable sur 60° droitier / gaucher.
- * Autonomie de 4000 pipetages.
- * Batterie ion-lithium longue durée à recharge rapide (1 heure).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Recalibrage simplifié au laboratoire accessible par menu protégé.
- * Garantie 01 AN.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electronique-thermo-finnpipette/4665-micropipette-finnpipette-novus-thermo-12-canaux-30-300-l.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com