

FICHE PRODUIT

Flacons étiquetés personnalisés 40ml, Qualibact

Référence : CEB-FP40VPSET

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacons étiquetés personnalisés 40ml, Qualibact;

- * En polystyrène cristal avec cape à vis en polyéthylène rouge;
- * Dimensions: 30 x 70mm;
- * 2 parties distinctes:
 - * 1 plage (17,5 x 70mm) pour l'impression personnalisée, texte sur 3 ou 4 lignes, logo possible après étude de faisabilité;
 - * 1 aplat blanc: plage d'écriture: 17,5 x 70mm;
- * Impression blanche uniquement;
- * Tenue à la température sans altération: exemple: 24 heures à 0°C, 30 minutes à 75°C;
- * Ecriture possible: stylo à bille, feutre, crayon à papier;
- * La fabrication des étiquettes nécessite la création d'un typon: un bon à tirer vous est proposé pour validation avant l'enregistrement de votre commande;
- * Fermeture rapide d'un seul geste: vissage en moins de 1 tour, pour 40 et 60ml;
- * Flacon étanche aux liquides si vissé à fond: l'étanchéité est assurée par la jupe située à l'intérieur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

de la cape;

- * Grande résistance mécanique: sécurité et efficacité;
- * N° de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet; (vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité);
- * Conditionnement: carton de 8 sachets de 100 pièces;
- * Condition minimum de vente: 1 carton de 800.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-etiquetes-personnalisées/4669-flacons-etiquetes-personnalisées-40ml-qualibact.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com