

FICHE PRODUIT



Flacons à large ouverture 150 ml, bouchés / ionisés, simple fermeture

Référence : PLG-F150RSG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacons à large ouverture 150 ml, bouchés / ionisés, simple fermeture

- * En polyéthylène haute densité;
- * Non gradués;
- * Cape à vis rouge;
- * Dimensions (Ø x H): 52 x 108;
- * Ø ouverture: 37 mm;
- * Condition minimum de vente: 250.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/large-ouverture-50-a-2000-ml/4675-flacons-a-large-ouverture-150ml-bouches-ionises-simple-ferm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com