

FICHE PRODUIT



Pots tronconiques en polypropylène blanc opaque non stérile (400 ml)

Référence : SOC-PMGOP400

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pots tronconiques en polypropylène blanc opaque non stérile 400 ml :

- * A usage unique;
- * En polypropylène avec cape à pression hermétique en polyéthylène;
- * **Dimensions (Haut. x Ø base x Ø ouvert.):** 100 x 70 x 85 mm;
- * Non stérile
- * Pas de cape montée;
- * Polypropylène opaque;
- * **Graduation:** 50 en 50 ml;
- * **Condition minimum de vente:** carton de 460.
- * **Disponibles en version**
 - Opaque ou translucide pour les capacités de 200 et 400 ml,
 - Opaque pour les autres capacités;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pots-tronconiques/4680-pots-tronconiques-400ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com