

FICHE PRODUIT

Micropipettes acura SOCOREX 85 à 12 canaux: 0,5 - 10 µl

Référence : SRX-MSRA12V10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Micropipettes acura SOCOREX 85 à 12 canaux: 0,5 - 10 µl

Les Micropipettes acura SOCOREX 85 à 12 canaux: 0,5 - 10 µl, sûres et confortables, excellent dans les applications répétitives, comme le remplissage des plaques, par sa fonction de distribution multiple. Grâce à son pipetage électronique et à sa vitesse réglable, cette pipette est idéale pour traiter les petits volumes et les liquides visqueux avec précision. Sa conception légère et la pression minimale d'éjection du cône font de **la Micropipettes acura SOCOREX 85 à 12 canaux: 0,5 - 10 µl** un choix sûr et confortable pour les applications exigeant, un pipetage à toute épreuve. La micropipette acura garantit également l'intégrité de vos données en mémorisant les programmes et en surveillant le nombre d'étapes de pipetage entre les périodes d'étalonnage pour fournir des résultats cohérents et de qualité.

Caractéristiques des Micropipettes acura SOCOREX 85 à 12 canaux: avec une plage de volumes de 0,5 - 10 µl et 0,01 µl d'incréments.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Micropipettes à lecture digitale.

Éjection de l'embout en toute sécurité grâce à la surface supérieure souple de l'éjecteur réagit sans effort pour une éjection facile de l'embout.

Le système d'éjection JUSTIP, réglable en hauteur (± 4 mm) et contrôlé par un crantage, permet d'utiliser un large choix d'embouts qui s'adapteront exactement sur le porte-cône de la pipette.

Autoclavable à 121°C.

Garantie 03 ans.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/acura-socorex-multicanaux/4681-micropipette-acura-socorex-85-a-12-canaux-0-5-10-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com