

FICHE PRODUIT



Flacons à fermeture par cape inviolable 800 ml

Référence : SOC-FP800CI

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Flacons ronds en polyéthylène blanc;
- Fermeture par cape clipsable inviolable;
- Flacons livrés sans cape;
- Usage unique;
- Usage général de laboratoire;
- Dimension (Haut. x Ø base x Ø ouvert): 120 x 100 x 90 mm;
- Condition minimum de vente: Carton de 145 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fermeture-cape-inviolable/4689-flacons-a-fermeture-par-cape-inviolable-800ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com