

FICHE PRODUIT

Compte-gouttes 1 ml, Pointe fine - Petit bulbe - Longueur 150 mm

Référence : COP-CG1PF150

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes de transfert plastique, 7,0 ml, Pointe fine; Les compte-gouttes capillaires peuvent être fermés hermétiquement; Les versions "pointe fine" sont recommandées en microbiologie pour les galeries d'identification et la distribution de milieu * En polyéthylène; * Adaptés au stockage au froid et dans l'azote liquide; * Pour usage général de laboratoire; * 66 gouttes par ml; * Capacité du bulbe: 6,0 ml; * Longueur: 105 mm; * Graduation: Non gradué; * Conditionnement: 6 x 400; * Condition minimum de vente: 400.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-de-transfert-plastique/4692-compte-goutte-1ml-pointe-finie-petit-bulbe-longueur-150mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com