

FICHE PRODUIT

Pipettes plastiques sterilin 0,01 ml - 0,2 ml, non stérile

Référence : STE-P1VB

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes plastiques sterilin 0,01 ml - 0,2 ml, non stérile

- Pour usage général de laboratoire;
- Pas d'arrêt de sécurité en acétate de cellulose;
- Couleur: jaune; Longueur: 279 mm;
- En polystyrène cristal;
- Graduations: noires, nettes et résistantes,
- négatives,
- inversées qui permettent un double système de lecture: volume délivré + volume restant
- Précision: $\pm 1\%$;
- Arrêt de sécurité: coton cardé;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Code couleur normalisé sur la pipette
- 4 conditionnements:
 - stérile unitaire / emballage papier pelable,
 - stérile unitaire / sachet polyéthylène,
 - stérile multiple par 25 pièces ou par 50 pièces,
 - non stérile en sachet multiple;
- Version pointe "courte" pour les manipulations sous hotte;
- Nombre de parties: 1;
- Conditionnement: 10 x 200;
- Condition minimum de vente: 200.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-sterilin/4693-pipettes-plastique-sterilin-0-01ml-0-2ml-non-sterile.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com