

**FICHE PRODUIT**

## Pipette polystyrene 10 ml stérile par sac de 25

Référence : SOC-PP10S25

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

#### Pipettes plastique monobloc 0,1ml, -0,8ml, stérile/25

- \* A usage unique;
- \* Longueur 325mm;
- \* En polystyrène cristal;
- \* Pipettes étirées monobloc;
- \* Graduations:
  - Négatives,
  - Inversées: lecture simultanée du volume distribué et du volume restant;
- \* Précision:  $\pm 2\%$ ;
- \* arrêt de sécurité en acétate de cellulose sur tous les modèles;
- \* Couleur jaune normalisé sur l'embout de la pipette;
- \* Conditionnements: 20 x 25;

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

\* Condition minimum de vente: 500.

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-monobloc/4694-pipette-polystyrene-10-ml-sterile-par-sac-de-25.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)