

FICHE PRODUIT



Minisart haut débit, stérilisé par irradiation

Référence : SAR-16532GUK

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Minisart haut débit, stérilisé par irradiation

Spécifications:

- Débit élevé.
- Filtration d'acides et de bases.
- large compatibilité chimique, pH 1-14.
- Membrane en PES (polyéthersulfone)
- Sortie luer-lock.
- Pression maximale : 6,5 bar.
- Adsorption minimale des protéines.
- Code couleur: Bleu nuit.
- Seuil de retention: 0,2µm.

Conditionnement minimum de vente: 50 pcs en emballage stérile unitaire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/minisart-high-flow/4699-minisart-high-flow-sterilise-par-irradiation.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com