

FICHE PRODUIT

Cônes à filtre GILSON 0,2 - 10 µl, en rack stérile

Référence : GIL-F161453

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes à filtre GILSON 0,2 - 10 µl, en rack stérile de 96; Longueur: 46 mm;

- * En Polypropylène translucide;
- * Cônes naturels;
- * Autoclavables à 121°C pendant 20 min;
- * Les filtres bloquent les particules supérieures à 1 µm;
- * Rack à charnière;
- * Absence de RNase, DNase et Protéase;
- * Absence de métaux lourds;
- * Conditionnement: 10 racks de 96;
- * Condition minimum de vente: 960.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-filtre-gilson/47-cones-a-filtre-gilson-0-2-10-l-en-rack-sterile-de-96.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com