

FICHE PRODUIT

Pipette polystyrene 5ml stérile unitaire

Référence : SOC-PP5S1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes plastique monobloc 0,1ml, -1,5ml, stérile/1

- * A usage unique;
- * Longueur 325mm;
- * En polystyrène cristal;
- * Pipettes étirées monobloc;
- * Graduations: négatives, inversées;
- * Lecture simultanée du volume distribué et du volume restant;
- * Précision: $\pm 2\%$;
- * arrêt de sécurité en acétate de cellulose sur tous les modèles;
- * Couleur jaune normalisé sur l'embout de la pipette;
- * Conditionnements: 4 x 250;
- * Condition minimum de vente: 250.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-monobloc/4700-pipette-polystyrene-5ml-sterile-unitaire.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com