

FICHE PRODUIT

Imprimante couleur a6, modèle CP900E

Référence : MIT-CP900E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Imprimante vidéo thermique couleur avec 16,7 millions de couleurs.

- * 3 courbes gamma.
- * Division 2/4/8/16 images.
- * Format d'impression(PAL): 125 x 93,7mm en mode paysage, 75 x 110mm en mode standard.
- * Définition 325 dpi.
- * Grande vitesse d'impression de 12 secondes en standard et 21 secondes en paysage.
- * Signal d'entrée: RVB sauf CP910E/S-VIDEO/Composite Vidéo.
- * Kit d'impression papier + ruban CK900S ou CK900L. CE(EMC 89/336/EEC).
- * Dimensions: 280(L) x 400(H) x 150(P)mm.
- * Poids: 11kg.
- * Consommation: 240V - 50Hz.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/imprimante-mitsubishi/4701-imprimante-couleur-a6-modele-cp900e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com