

FICHE PRODUIT

Pipettes plastique, usage unique, 0,01 ml-0,2 ml, stérile / 25

Référence : SOC-P1S25E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Pipettes plastique, usage unique, 0,01 ml-0,2 ml, Stérile / 25

- * Pour usage général de laboratoire;
- * Arrêt de sécurité en acétate de cellulose;
- * Longueur 279 mm;
- * En polystyrène cristal;
- * Graduations : négatives, inversées;
- * Précision: $\pm 2\%$;
- * Arrêt de sécurité : coton cardé pour les versions stériles uniquement;
- * Code couleur normalisé sur la pipette;
- * Nombre de partie: 1;
- * Conditionnement: 40 x 25;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

3 conditionnements :

- * Stérile unitaire / sachet polyéthylène antistatique;
- * Stérile multiple par 25 pièces;
- * En sachet, en vrac.

Condition minimum de vente : 1 000.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-usage-unique/4703-pipettes-plastique-usage-unique-0-01ml-0-2ml-sterile-25.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com