

FICHE PRODUIT

Bocal à urines - Flacon avec poignée pour recueil d'urines de 24h - 2 700 ml

Référence : SOC-F2700MCJP-01

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Flacon pour recueil d'urine 24h de 2 700 ml est un flacon cylindrique conçu pour le recueil des urines sur une période de 24 heures. Il est couramment utilisé dans les services hospitaliers, les cliniques, les laboratoires d'analyses médicales et les structures de soins à domicile.

Fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD), elle offre une bonne résistance mécanique et une bonne tenue dans le temps. Sa bague à vis jointée assure une fermeture étanche, limitant les risques de fuite pendant le stockage et le transport de l'échantillon.

La poignée intégrée facilite la prise en main et le déplacement du flacon, notamment lors des transferts vers le laboratoire. La graduation imprimée, de 200 à 2 700 ml par paliers de 50 ml, permet un suivi précis et une lecture directe du volume urinaire recueilli — un repère utile pour le suivi de la diurèse des 24 heures et certains bilans rénaux.

Ce modèle est disponible en version blanche (naturelle) et en version teintée marron.

Points clés :

- Capacité 2 700 ml, graduée de 200 à 2 700 ml (paliers de 50 ml)
- Corps en PEHD (polyéthylène haute densité), résistant et durable
- Bague à vis jointée, fermeture étanche
- Poignée intégrée pour une manipulation facilitée

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions : Ø base 120 mm x Ø ouverture 70 mm x hauteur 250 mm
- Conditionnement : 01 flacon
- Usage : recueil d'urine 24h en milieu hospitalier, clinique, laboratoire ou à domicile

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-pour-recueil-des-urines/4710-flacon-avec-poignee-pour-recueil-d-urines-de-24h-2700ml-marron.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Couleur_Materiel_Lab - Blanche	SOC-F2700CJP-1	
Couleur_Materiel_Lab - Marron	SOC-F2700MCJP-1	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com