

FICHE PRODUIT

Pipettes en verre pyrex 0,1ml, -2,0ml, stérile

Référence : SOC-PV10S1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques des Pipettes en verre PYREX 0,1ml, -2,0ml, stérile:

- Longueur: 290mm;
- Graduations: bleues, résistantes, négatives, précision : $\pm 1\%$;
- Version stérile/1;
- Conditionnement: 6 x 100;
- Conditionnement minimum de vente: 100.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-en-verre-pyrex/4712-pipettes-en-verre-pyrex-0-1ml-2-0ml-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com