

FICHE PRODUIT



Micropipettes capillaires VITREX 25 à $\pm 0,25 \%$

Référence : SOC-MPC25

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Micropipettes Capillaires VITREX 25 $\pm 0,25\%$ μ l calibrées, en verre borosilicaté; * Code couleur: double trait Blanc; * Dimension: 125 x 0,7 x 1,6 mm; * Le volume est repéré par un trait de jauge circulaire (code couleur) inscrit sur chaque capillaire; * Aspiration par capillarité et écoulement par soufflage; * Conditionnement: carton de 1000; * Condition minimum de vente: boîte de 250.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/micropipettes-capillaires-vitrex/4720-micropipettes-capillaires-vitrex-25-0-25.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com