

FICHE PRODUIT



Cape à pression polyéthylène - Diamètre 30 mm

Référence : SOC-CAPP30

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Cape à pression, Ø 30 mm.
- En polyéthylène naturel sans languette pour flacons SOC-PVB31.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 100 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-pilulier-en-verre-30-ml/4730-cape-a-pressure-polyethylene-diametre-30mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com