

FICHE PRODUIT

Seaux à usage unique 10 Litres

Référence : SOC-STE10L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Seaux à usage unique 10 Litres; Usage général de laboratoire

- * En polypropylène blanc opaque avec anse;
- * Non stérile;
- * Fermeture étanche assurée par un couvercle clipsable pour ouvertures et fermetures répétées;
- * Températures d'utilisation: -10°C à +60°C;
- * Livré avec couvercle non monté;
- * Témoin d'effraction sur le couvercle;
- * Dimensions (hauteur x Ø base x Ø ouverture): 266 x 225 x 267 mm;
- * Condition minimum de vente: 22.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seaux-a-usage-unique/4731-seaux-a-usage-unique-10l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com