

## FICHE PRODUIT



# Flacon pilulier en verre 30 ml

Référence : SOC-PVB31

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Caractéristiques du Flacon pilulier en verre 30 ml:

- Col à rebord, diamètre 31 mm pour cape polyéthylène à pression Ø 30 mm;
- Livré sans cape;
- Dimension (Haut. x Ø): 62 x 31 mm;
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 210 pièces.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-pilulier-en-verre-30-ml/4732-flacon-pilulier-en-verre-30ml.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com