

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Cônes AXYGEN en rack: 0,5 à 10µl, pointe coupée (ou droite)

Référence : AXY-T10GRSMR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes AXYGEN en rack: 0,5 à 10µl, pointe coupée (ou droite) * Les produits MAXYMum® Recovery AXYGEN permettent: * de récupérer un volume maximum d'échantillons, * de prélever avec un cône RNase / DNase free, Endotoxin free et, * d'éviter la dénaturation de l'ADN double brin. Les cônes AXYGEN en rack sont destinés à tous ceux qui: * utilisent des kits de détection onéreux (diagnostic, agro-alimentaire, recherche...), * souhaitent améliorer leurs rendements (synthèse,...), * manipulent des petits volumes, * manipulent du matériel rare ou précieux... En polypropylène vierge sans colorant, le polypropylène est traité avant le moulage ce qui assure: une excellente reproductibilité lors de la production et un état de surface exceptionnellement lisse. * Cône AXYGEN en rack de 0,5 à 10 µl, * pointe coupée (ou droite), * version stérile, * couleur naturelle, * en carton de 4800, * Condition minimum de vente des cônes AXYGEN en rack: 0,5 à 10 µl: 10 racks de 96.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-axxygen-en-rack/4742-cones-axxygen-en-rack-0-5-a-10-l-pointe-coupee-ou-droite.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com