


FICHE PRODUIT

Agitateur incubateur 75 Litres

Référence : SOC-INC75

Description du produit

Agitateur incubateur 75 Litres * Incubateur: 490 x 420 x 370 mm * L'incubateur est un appareil simple d'utilisation, de très bonne qualité. * Le système est équipé d'une double paroi. Ce qui peut améliorer sa robustesse, sa longévité et une bonne rétention de chaleur. La chambre est en acier inox, résistante à la corrosion * L'éclairage de la chambre et la fenêtre sur l'ouverture permet d'avoir une bonne visibilité. * L'incubateur dispose de plusieurs systèmes de sécurité. * Agitateur : 450 à 380 mm * Le moteur de l'agitateur est protégé par un plateau métallique * Lorsque la porte est ouverte, l'agitation s'arrête * La plateforme est adaptée à plusieurs types de vaisselles : flacons, bouteilles, * Normes de l'agitateur incubateur : ISO 9001, CE, FDA, GMP

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/4747-agitateur-incubateur-75l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com