

FICHE PRODUIT

Agitateur de pipettes 6 places PS-2A

Référence : SOC-PS2A

Description du produit

Agitateur de pipettes 6 places PS-2A * Dimensions (mm): 140 x 140 x 155 mm * Capacité: 6 places * Poids net: 3 kg * Minuteur: 60 minutes L'agitateur de pipettes modèle PS-2A dispose de 2 modes opératoires : * l'activation du commutateur pour un mode continu * l'activation du minuteur et le réglage du temps, pour un mode intermittent. * Le temps peut être réglé jusqu'au maximum 60 minutes. * Il a une vitesse d'oscillation fixe : 1500 rpm. * Normes de l'agitateur de pipettes: ISO 9001, CE, FDA, GMP.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-et-verre/4748-agitateur-de-pipettes-6-places-ps-2a.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com