

FICHE PRODUIT



Aspirateur mécanique d'urgence, Modèle EMIVAC, 400 ML

Référence : SOC-310300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Spécifications techniques

- Compacte, légère, elle assure une bonne stabilité lors du pompage
- Corps en polycarbonate autoclavable à 120°
- Compatible avec tout type de sonde et connexion
- Tous ses composants peuvent être démontés pour être stérilisés
- Valve de trop plein
- Fortement résistante à la chaleur, conformément aux dernières normes de la communauté européenne.
- Chambre collectrice de 400 ml
- Dépression maximale 650 mbar.
- Bocal récepteur de 320 ml
- Vide : - 0,40 bar
- Débit : 22 L / min

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids : 1.15 kg
- Dimensions : 22 x 16 x 8 cm.
- Diamètre du cordon : 8 - 9 - 10 mm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/4749-aspirateur-manuel-d-urgence-modele-emivac-400ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com