

FICHE PRODUIT



Ecouvillon sec copan en bois - rouge

Référence : COP-ETB

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Ecouvillon sec COPAN en Bois - Rouge. Stériles. Ecouvillon à tige en bois; avec un bouton en coton hydrophile et un bouchon de couleur Rouge. Autres caractéristiques: * Monté sur un bouchon rentrant type «col de cygne» sous tube polyéthylène translucide. * étiquette de sécurité, avec numéro de lot et date de péremption garantissant l'intégrité de la stérilité avant utilisation. * Longueur totale : 175 mm avec bouchon. * Conditionnement: par carton de 10 boîtes de 100 pièces. * Condition minimum de vente: boîte de 100 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ecouvillons-et-milieux-de-transport/4757-ecouvillon-sec-copan-en-bois-rouge.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com