

FICHE PRODUIT



Compteur d'impulsion, manuel

Référence : SOC-CM1023TE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Compteur d'impulsion, manuel

- Incrémentation; Remise à zéro.
- Bague de maintien pouce.
- Dimension: 47 x 25 mm.
- Le compteur d'impulsion, manuel possède un boîtier ABS gris clair.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compteurs-manuels-de-cellules/4758-compteurs-d-impulsions-manuel.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com