

FICHE PRODUIT

Osteoral r en flacon de 2,5l

Référence : SOC-3207152500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

OsteoRAL R en flacon de 2,5L; * Décalcifiant préparateur des diagnostics clairs; * Existe en deux versions: * OsteoRAL R décalcifiant pour pièces anatomiques de grande taille; * OsteoRAL L décalcifiant pour pièces anatomiques de petite taille; * OsteoRAL est formulé pour adapter la rapidité au processus de décalcification. * OsteoRAL procède à un enlèvement complet du calcium à la vitesse optimum en respectant totalement les cellules et les fibres; * Incolores, favorise ainsi la lecture de la coloration à venir; * Conserve une bonne réactivité immunohistochimique; * Conditionné en flacon plastique; * Condition minimum de vente: 1 flacon.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/osteoral/4767-osteoral-r-en-flacon-de-2-5l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com